



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|--|
| Bestellnummer | 95.983 |
| Artikelbeschreibung | IsoFreeze® MCT Rack, Material: PP, mehrfarbig, Rastermaß: 6 x 4, passend für Reagiergefäße Ø 10,8 mm (1,5 ml & 2 ml), 1 Stück/Karton |

Produkteigenschaften

| | |
|-----------------|---|
| Etikett / Druck | mit Druck |
| Passend für | Reagiergefäße Ø 10,8 mm (1,5 ml & 2 ml) |
| Rastermaß | 6 x 4 |

Material & Farben

| | |
|------------------------|-------------------|
| Material des Produktes | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Produktes | mehrfarbig |
| Farbe des Verschlusses | transparent |
| Farbe des Rahmen | weiß |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
IsoFreeze® MCT Rack, PP, Rastermaß: 6 x 4,
passend für Reagiergefäße Ø 10,8 mm (1,5 ml & 2
ml)

Seite 2

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Kleinste Unterverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Umkarton 5
Stück pro Palette 240
Tiefe des Umkartons 197 mm
Breite des Umkartons 93 mm
Höhe des Umkartons 584 mm
Volumen des Umkartons 0,0107 cbm
Gewicht des Produktes 0,349 kg
Gewicht des Umkartons 2,5 kg
EAN des Innenkartons 4038917394895
EAN des Umkartons 4038917394888

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-06-01

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT