



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|---|
| Bestellnummer | 95.984 |
| Artikelbeschreibung | IsoFreeze® PCR Rack, Material: PP, mehrfarbig, Rastermaß: 12 x 8, passend für 0,1 ml und 0,2 ml PCR-Gefäße, PCR-Ketten und PCR-Platten, Farbwechsel von lila zu rosa bei 7 °C, 2 Stück/Karton |

Produkteigenschaften

| | |
|-------------|--|
| Passend für | 0,1 ml und 0,2 ml PCR-Gefäße, PCR-Ketten und PCR-Platten |
| Rastermaß | 12 x 8 |

Material & Farben

| | |
|------------------------|-------------------|
| Material des Produktes | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Produktes | mehrfarbig |
| Farbe des Verschlusses | transparent |
| Farbe des Rahmen | weiß |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
IsoFreeze® PCR Rack, PP, Rastermaß: 12 x 8,
passend für 0,1 ml und 0,2 ml PCR-Gefäße,
PCR-Ketten und PCR-Platten

Seite 2

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 2
Kleinste Unterverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 2
Stück pro Umkarton 10
Stück pro Palette 1280
Tiefe des Umkartons 197 mm
Breite des Umkartons 175 mm
Höhe des Umkartons 584 mm
Volumen des Umkartons 0,0201 cbm
Gewicht des Produktes 0,2144 kg
Gewicht des Umkartons 2,95 kg
EAN des Innenkartons 4038917373425
EAN des Umkartons 4038917373418

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-31

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT