




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.988.002
Artikelbeschreibung	Basisstation, Material: PC, blau, (LxBxH): 128 x 85,5 x 30,4 mm, passend für Arbeitstray 95.987.002 & 0,2 ml PCR-Gefäße, 5 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Passend für	Arbeitstray 95.987.002 & 0,2 ml PCR-Gefäße
-------------	--

Maße

Breite des Produktes	85,5 mm
Höhe des Produktes	30,4 mm
Länge des Produktes	128 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polycarbonat (PC)
Farbe des Produktes	blau

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	5
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	5
Stück pro Umkarton	75
Stück pro Palette	3600
Tiefe des Umkartons	598 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	145 mm
Volumen des Umkartons	0,0345 cbm
Gewicht des Produktes	0,0302 kg
Gewicht des Umkartons	2,83 kg
EAN des Innenkartons	4038917124171
EAN des Umkartons	4038917019132

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

