




Produktspezifikation
Basisstation, PC, passend für Arbeitstray
95.987.002 & 0,2 ml PCR-Gefäße

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 95.988.004
Artikelbeschreibung Basisstation, Material: PC, gelb, (LxBxH): 128 x 85,5 x 30,4 mm, passend für Arbeitstray 95.987.002 & 0,2 ml PCR-Gefäße, 5 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Passend für Arbeitstray 95.987.002 & 0,2 ml PCR-Gefäße

Maße

Breite des Produktes 85,5 mm
Höhe des Produktes 30,4 mm
Länge des Produktes 128 mm

Material & Farben

Material des Produktes Polycarbonat (PC)
Farbe des Produktes gelb

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-06-01

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	5
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	5
Stück pro Umkarton	75
Stück pro Palette	3600
Tiefe des Umkartons	598 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	145 mm
Volumen des Umkartons	0,0345 cbm
Gewicht des Produktes	0,0302 kg
Gewicht des Umkartons	2,83 kg
EAN des Innenkartons	4038917124195
EAN des Umkartons	4038917019156

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

