



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	62.554.009
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 15 ml, (LxØ): 120 x 17 mm, Material: PP, Spitzboden, transparent, Schraubverschluss, blau, Verschluss montiert, mit Druck, Etikett/Druck: weiß, mit Skalierung, 50 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	weiß
Graduierung	ja
Verschluss	Standard-Schraubverschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Spitzboden
Arbeitsvolumen	15 ml
Zentrifugation max (RZB)	10500 x g

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Durchmesser	17 mm
Länge des Produktes	120 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	blau

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	28000
Tiefe des Umkartons	380 mm
Breite des Umkartons	280 mm
Höhe des Umkartons	220 mm
Volumen des Umkartons	0,0234 cbm
Gewicht des Produktes	0,0065 kg
Gewicht des Umkartons	3,87 kg
EAN des Innenkartons	4038917405829
EAN des Umkartons	4038917405812

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

