



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 65.793.100
Artikelbeschreibung Eindrückstopfen, natur, passend für Röhren Ø 15,5, 16, 16,5, 16,8 und 17 mm, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschluss Standardstopfen
Verschlussart Eindrückstopfen
Passend für Röhren Ø 15,5, 16, 16,5, 16,8 und 17 mm

Material & Farben

Material des Produktes Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes natur

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	5000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	5000
Stück pro Palette	180000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	300 mm
Volumen des Umkartons	0,0475 cbm
Gewicht des Produktes	0,0014 kg
Gewicht des Umkartons	7,89 kg
EAN des Innenkartons	4038917120821
EAN des Umkartons	4038917017466

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

