



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	90.170.310
Artikelbeschreibung	Gasprobennehmer, GS 212, inkl. Netzteil GN 100-240/15 V, Förderrate: 0,2 - 12 l/min, Fördermenge: 1 - 9.999 l

Produkteigenschaften

Leistungsaufnahme Betrieb	24 W
---------------------------	------

Maße

Breite des Produktes	410 mm
Länge des Produktes	220 mm

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	1
Stück pro Palette	1
Volumen des Umkartons	0,06 cbm
Gewicht des Produktes	11 kg
Gewicht des Umkartons	13,24 kg
EAN des Innenkartons	4038917101141
EAN des Umkartons	4038917051484

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

