



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|---|
| Bestellnummer | 51.9922.815 |
| Artikelbeschreibung | Mehrzweck-Becher, max. Arbeitsvolumen: 500 ml, (LxØ): 150 x 70 mm, transluzent, Verschluss: natur, graduirt, Material: PP, Schraubverschluss, Verschluss montiert, mit Papieretikett, Etikett/Druck: schwarz, steril, 80 Stück/Beutel |

Produkteigenschaften

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Etikett / Druck | mit Papieretikett |
| Farbe Druck/Etikett | schwarz |
| Graduierung | ja |
| Verschluss | Standard-Schraubverschluss |
| Verschlussart | Schraubverschluss |
| Anwendungsbereich | Behälter für Wasserproben |
| Bodenform | Flachboden |
| Arbeitsvolumen | 500 ml |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation

**Mehrzweck-Becher, 500 ml, (LxØ): 150 x 70 mm,
graduirt, PP, transluzent, mit Papieretikett**

Seite 2

Maße

| | |
|---------------------|--------|
| Durchmesser | 70 mm |
| Höhe des Produktes | 150 mm |
| Länge des Produktes | 150 mm |

Material & Farben

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Material des Produktes | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Produktes | transluzent |
| Material des Verschlusses | High Density Polyethylen (HD-PE) |
| Farbe des Verschlusses | natur |
| Material der Röhre | Polypropylen (PP) |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Entspricht der Anforderung | versiegelt bei 9"hg/10 min |
| Latexfrei | ja |
| Reinheitsstandard | steril |
| Pyrogenfreiheit | nein |
| Sicherheitsdatenblatt | nein |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 105 |
| Kleinste Unterverpackung | Beutel |
| Stück pro Innenkarton | 105 |
| Stück pro Umkarton | 105 |
| Stück pro Palette | 2520 |
| Tiefe des Umkartons | 534 mm |
| Breite des Umkartons | 384 mm |
| Höhe des Umkartons | 519 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,1025 cbm |
| Gewicht des Umkartons | 7,35 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917153348 |
| EAN des Umkartons | 4038917234863 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT