



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer 90.2620.302  
Artikelbeschreibung Länge: 1,5 m, transparent, für IVARO, 1 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Passend für IVARO

### **Maße**

Durchmesser 0,8 mm  
Länge des Produktes 1,5 m

### **Material & Farben**

Material des Produktes Bioprene  
Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 1  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 1  
Stück pro Umkarton 10  
Volumen des Umkartons 0,0062 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0005 kg  
EAN des Innenkartons 4038917584197  
EAN des Umkartons 4038917584180

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

