



## Artikelbeschreibung

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer       | 83.3944.001                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Artikelbeschreibung | Druckfiltrationseinheit, Filtropur L 0.2 LS, Vorfilter: GF,<br>Membran: PES, Filtrationsfläche: 20 cm <sup>2</sup> , Porengröße: 0,2<br>µm, zur Sterilfiltration, Anschluss: Luer-Lock, steril,<br>pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 1 Stück/Beutel |

## Produkteigenschaften

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Anwendungsbeispiel | zur Sterilfiltration |
| Filter             | ja                   |
| Fläche des Filter  | 20 cm <sup>2</sup>   |
| Porengröße         | 0,2                  |
| Anschluss          | Luer-Lock            |

## Maße

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Filtrationsvolumen | 10000 ml |
|--------------------|----------|

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für  
dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor,  
Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige  
Ankündigungen vorzunehmen.





**Material & Farben**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Material des Produktes | Polycarbonat (PC)     |
| Material der Membrane  | Polyethersulfon (PES) |

**Reinheit & Zertifizierung**

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Produktkategorie  | kein Medizinprodukt   IVD                            |
| Reinheitsstandard | steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch |
| Sterilisation     | Gassterilisation                                     |
| Nicht zytotoxisch | ja                                                   |
| Chargiert         | ja                                                   |

**Verpackung**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 10            |
| Kleinste Unterverpackung    | Beutel        |
| Stück pro Innenkarton       | 10            |
| Stück pro Umkarton          | 50            |
| Stück pro Palette           | 400           |
| Tiefe des Innenkartons      | 352 mm        |
| Breite des Innenkartons     | 155 mm        |
| Höhe des Innenkartons       | 123 mm        |
| Tiefe des Umkartons         | 530 mm        |
| Breite des Umkartons        | 370 mm        |
| Höhe des Umkartons          | 280 mm        |
| Volumen des Umkartons       | 0,0549 cbm    |
| Gewicht des Produktes       | 0,025 kg      |
| Gewicht des Umkartons       | 4,24 kg       |
| EAN des Innenkartons        | 4038917926188 |
| EAN des Umkartons           | 4038917926195 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

