



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	83.3945.070
Artikelbeschreibung	Zellsieb, Porengröße: 70 µm, weiß, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Anwendungsbeispiel	zur Herstellung von Einzelzellsuspensionen
Passend für	50 ml Zentrifugenröhren
Filter	ja
Fläche des Filter	4,2 cm ²
Porengröße	70

Maße

Durchmesser	34,09 mm
Höhe des Produktes	21 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material der Membrane	Nylon
Material des Rahmens	Polypropylen (PP)
Farbe des Rahmen	weiß
Material des Filters	Nylon

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	50
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	600
Stück pro Palette	9600
Tiefe des Umkartons	520 mm
Breite des Umkartons	385 mm
Höhe des Umkartons	410 mm
Volumen des Umkartons	0,0821 cbm
Gewicht des Produktes	0,0068 kg
Gewicht des Umkartons	6,78 kg
EAN des Innenkartons	4038917415019
EAN des Umkartons	4038917415002

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

