



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	72.377.007
Artikelbeschreibung	CryoPure Röhre, 1,2 ml, Röhre: PP, QuickSeal Schraubverschluss, Verschluss montiert, HD-PE, violett, Außengewinde, Nennvolumen: 1 ml, Cryo Performance Tested, 50 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	weiß
Graduierung	ja
Verschluss	QuickSeal Schraubverschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Gewinde	Außengewinde
Arbeitsvolumen	1 ml
Gefäßtyp	Röhre

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
CryoPure Röhre, 1,2 ml, QuickSeal
Schraubverschluss, violett

Seite 2

Maße

Nennvolumen	1 ml
Volumen max	1,2 ml
Durchmesser	12,65 mm
Länge des Produktes	36,7 mm
Länge ohne Verschluss	29,8 mm

Material & Farben

Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	violett
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	Cryo Performance Tested
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	104000
Tiefe des Innenkartons	293 mm
Breite des Innenkartons	183 mm
Höhe des Innenkartons	118 mm
Tiefe des Umkartons	598 mm
Breite des Umkartons	378 mm
Höhe des Umkartons	135 mm
Volumen des Umkartons	0,0305 cbm
Gewicht des Produktes	0,0015 kg
Gewicht des Umkartons	4,24 kg
EAN des Innenkartons	4038917106023

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-31

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
CryoPure Röhre, 1,2 ml, QuickSeal
Schraubverschluss, violett

Seite 3

EAN des Umkartons

4038917080545

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-31

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT