



Produktspezifikation
Zellkulturflasche, T-25, Oberfläche: Cell+,
Filterkappe

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	83.3910.302
Artikelbeschreibung	Zellkulturflasche, T-25, Material: PS, Oberfläche: Cell+, für anspruchsvolle adhärenente Zellen, Codierungsfarbe: gelb, Filterkappe, TC Tested, 10 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschluss	Filterkappe
Zelltyp	anspruchsvolle adhärenente Zellen
Wachstumsfläche	25 cm ²
Arbeitsvolumen	7 ml - 12,5 ml
Gefäßtyp	Flasche
Codierung Farbe	gelb

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Material des Verschlusses	Polyethylen (PE)
Farbe des Verschlusses	gelb

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-19

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	TC Tested
Sterilisation	Gammabestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	300
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	10
Stück pro Umkarton	300
Stück pro Palette	6000
Tiefe des Umkartons	602 mm
Breite des Umkartons	408 mm
Höhe des Umkartons	340 mm
Volumen des Umkartons	0,0835 cbm
Gewicht des Produktes	0,0152 kg
Gewicht des Umkartons	7,42 kg
EAN des Innenkartons	4038917337441
EAN des Umkartons	4038917337434

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

