



## Artikelbeschreibung

|                     |                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer       | 83.3911.002                                                                                                                                       |
| Artikelbeschreibung | Zellkulturflasche, T-75, Material: PS, Oberfläche: Standard, für adhärenente Zellen, Codierungsfarbe: rot, Filterkappe, TC Tested, 5 Stück/Beutel |

## Produkteigenschaften

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Verschluss      | Filterkappe        |
| Zelltyp         | adhärenente Zellen |
| Wachstumsfläche | 75 cm <sup>2</sup> |
| Arbeitsvolumen  | 21 ml - 55 ml      |
| Gefäßtyp        | Flasche            |
| Codierung Farbe | rot                |

## Material & Farben

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Material des Produktes    | Polystyrol (PS)  |
| Material des Verschlusses | Polyethylen (PE) |
| Farbe des Verschlusses    | rot              |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Reinheit & Zertifizierung**

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Produktkategorie  | kein Medizinprodukt   IVD |
| Reinheitsstandard | TC Tested                 |
| Sterilisation     | Gammabestrahlung          |
| Pyrogenfreiheit   | ja                        |
| Nicht zytotoxisch | ja                        |
| Chargiert         | ja                        |

### **Verpackung**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 100           |
| Kleinste Unterverpackung    | Beutel        |
| Stück pro Innenkarton       | 5             |
| Stück pro Umkarton          | 100           |
| Stück pro Palette           | 1600          |
| Tiefe des Umkartons         | 445 mm        |
| Breite des Umkartons        | 402 mm        |
| Höhe des Umkartons          | 435 mm        |
| Volumen des Umkartons       | 0,0778 cbm    |
| Gewicht des Produktes       | 0,05 kg       |
| Gewicht des Umkartons       | 6,78 kg       |
| EAN des Innenkartons        | 4038917337687 |
| EAN des Umkartons           | 4038917366052 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

