



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	83.3911.302
Artikelbeschreibung	Zellkulturflasche, T-75, Material: PS, Oberfläche: Cell+, für anspruchsvolle adhärenente Zellen, Codierungsfarbe: gelb, Filterkappe, TC Tested, 5 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschluss	Filterkappe
Zelltyp	anspruchsvolle adhärenente Zellen
Wachstumsfläche	75 cm ²
Arbeitsvolumen	21 ml - 55 ml
Gefäßtyp	Flasche
Codierung Farbe	gelb

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Material des Verschlusses	Polyethylen (PE)
Farbe des Verschlusses	gelb

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	TC Tested
Sterilisation	Gammabestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	100
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	5
Stück pro Umkarton	100
Stück pro Palette	1600
Tiefe des Umkartons	445 mm
Breite des Umkartons	402 mm
Höhe des Umkartons	435 mm
Volumen des Umkartons	0,0778 cbm
Gewicht des Produktes	0,0461 kg
Gewicht des Umkartons	6,54 kg
EAN des Innenkartons	4038917337502
EAN des Umkartons	4038917366076

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

