



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	83.3911.500
Artikelbeschreibung	Zellkulturflasche, T-75, Material: PS, Oberfläche: Suspension, für Suspensionszellen, Codierungsfarbe: grün, 2-Positionen-Schraubkappe, TC Tested, 5 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschluss	2-Positionen-Schraubkappe
Zelltyp	Suspensionszellen
Wachstumsfläche	75 cm ²
Arbeitsvolumen	21 ml - 55 ml
Gefäßtyp	Flasche
Codierung Farbe	grün

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Material des Verschlusses	Polyethylen (PE)
Farbe des Verschlusses	grün

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	TC Tested
Sterilisation	Gammabestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	100
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	5
Stück pro Umkarton	100
Stück pro Palette	1600
Tiefe des Umkartons	445 mm
Breite des Umkartons	402 mm
Höhe des Umkartons	435 mm
Volumen des Umkartons	0,0778 cbm
Gewicht des Produktes	0,05 kg
Gewicht des Umkartons	6,79 kg
EAN des Innenkartons	4038917337830
EAN des Umkartons	4038917366083

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

