



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	83.3911
Artikelbeschreibung	Zellkulturflasche, T-75, Material: PS, Oberfläche: Standard, für adhärenente Zellen, Codierungsfarbe: rot, 2-Positionen-Schraubkappe, TC Tested, 5 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschluss	2-Positionen-Schraubkappe
Zelltyp	adhärenente Zellen
Wachstumsfläche	75 cm ²
Arbeitsvolumen	21 ml - 55 ml
Gefäßtyp	Flasche
Codierung Farbe	rot

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Material des Verschlusses	Polyethylen (PE)
Farbe des Verschlusses	rot

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	TC Tested
Sterilisation	Gammabestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	100
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	5
Stück pro Umkarton	100
Stück pro Palette	1600
Tiefe des Umkartons	445 mm
Breite des Umkartons	402 mm
Höhe des Umkartons	435 mm
Volumen des Umkartons	0,0778 cbm
Gewicht des Produktes	0,0502 kg
Gewicht des Umkartons	6,8 kg
EAN des Innenkartons	4038917337656
EAN des Umkartons	4038917366045

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

