



### **Artikelbeschreibung**

|                     |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer       | 94.6000.014                                                                                                                                                                                                 |
| Artikelbeschreibung | lumox® multiwell, Zellkulturplatte, mit Folienboden, 24 Well,<br>Rahmen: schwarz, Rahmen: PS, für adhärente Zellen,<br>Flachboden, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht<br>zytotoxisch, 1 Stück/Blister |

### **Produkteigenschaften**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Verschlussart    | Stülpdeckel         |
| Ausführung       | mit Folienboden     |
| Zelltyp          | adhärente Zellen    |
| Bodenform        | Flachboden          |
| Anzahl der Wells | 24                  |
| Wachstumsfläche  | 1,9 cm <sup>2</sup> |
| Arbeitsvolumen   | 500 µl - 1.500 µl   |
| Gefäßtyp         | Platte              |
| Codierung Farbe  | rot                 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Breite des Produktes | 85,48 mm  |
| Höhe des Produktes   | 23,4 mm   |
| Länge des Produktes  | 127,76 mm |

### **Material & Farben**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Material des Produktes | lumox®          |
| Material des Rahmens   | Polystyrol (PS) |
| Farbe des Rahmen       | schwarz         |

### **Reinheit & Zertifizierung**

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Produktkategorie  | kein Medizinprodukt   IVD                            |
| Reinheitsstandard | steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch |
| Sterilisation     | Elektronenbestrahlung                                |
| Pyrogenfreiheit   | ja                                                   |
| Chargiert         | ja                                                   |

### **Verpackung**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 4             |
| Kleinste Unterverpackung    | Blister       |
| Stück pro Innenkarton       | 4             |
| Stück pro Umkarton          | 16            |
| Stück pro Palette           | 1024          |
| Tiefe des Umkartons         | 268 mm        |
| Breite des Umkartons        | 191 mm        |
| Höhe des Umkartons          | 100 mm        |
| Volumen des Umkartons       | 0,0051 cbm    |
| Gewicht des Produktes       | 0,0653 kg     |
| Gewicht des Umkartons       | 1,93 kg       |
| EAN des Innenkartons        | 4038917254571 |
| EAN des Umkartons           | 4038917254564 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

