



### **Artikelbeschreibung**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Bestellnummer       | 94.6077.333  |
| Artikelbeschreibung | lumox® dish 35, Zellkulturschale, mit Folienboden, Ø: 35 mm, für Suspensionszellen, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 5 Stück/Beutel |

### **Produkteigenschaften**

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Verschlussart   | Stülpedeckel         |
| Ausführung      | mit Folienboden      |
| Zelltyp         | Suspensionszellen    |
| Bodenform       | Flachboden           |
| Wachstumsfläche | 6,35 cm <sup>2</sup> |
| Arbeitsvolumen  | 2,5 ml               |
| Gefäßtyp        | Schale               |
| Codierung Farbe | grün                 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Durchmesser        | 35 mm |
| Höhe des Produktes | 6 mm  |

### **Material & Farben**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Material des Produktes | lumox®          |
| Material des Rahmens   | Polystyrol (PS) |

### **Reinheit & Zertifizierung**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Produktkategorie  | kein Medizinprodukt   IVD                            |
| Reinheitsstandard | steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch |
| Sterilisation     | Elektronenbestrahlung                                |
| Pyrogenfreiheit   | ja   |
| Chargiert         | ja   |

### **Verpackung**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 50            |
| Kleinste Unterverpackung    | Beutel        |
| Stück pro Innenkarton       | 50            |
| Stück pro Umkarton          | 250           |
| Stück pro Palette           | 15000         |
| Tiefe des Umkartons         | 348 mm        |
| Breite des Umkartons        | 253 mm        |
| Höhe des Umkartons          | 265 mm        |
| Volumen des Umkartons       | 0,0233 cbm    |
| Gewicht des Produktes       | 0,0037 kg     |
| Gewicht des Umkartons       | 1,91 kg       |
| EAN des Innenkartons        | 4038917255141 |
| EAN des Umkartons           | 4038917255134 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

