



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 94.6077.037
Artikelbeschreibung miniPERM® , Schraubverschluss, für miniPERM® Versorgungsmodul, nicht autoklavierbar, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Passend für miniPERM® Versorgungsmodul

Material & Farben

Material des Produktes High Density Polyethylen (HD-PE)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Reinheitsstandard steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation Gammabestrahlung
Pyrogenfreiheit ja
Nicht zytotoxisch ja
Chargiert ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	16
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	16
Stück pro Umkarton	64
Stück pro Palette	2304
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	253 mm
Höhe des Umkartons	225 mm
Volumen des Umkartons	0,0221 cbm
Gewicht des Produktes	0,0081 kg
Gewicht des Umkartons	1,2 kg
EAN des Innenkartons	4038917255776
EAN des Umkartons	4038917255769

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

