



Produktspezifikation

**Zentrifuge, SC 2700, Versorgungsspannung:
115/230 V, 2 voreingestellte Programme und 1
variables Programm**

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer

90.183.000

Artikelbeschreibung

Zentrifuge, SC 2700, Versorgungsspannung: 115/230 V,
Zentrifugation bis max. 2.700 x g, inkl. Ausschwingrotor
6-fach und Röhrenhalter 1-fach für Röhren bis 100 mm
Länge, für Trennung von Serum/Plasma von dem
Blutkuchen, 2 voreingestellte Programme und 1 variables
Programm

Produkteigenschaften

Ausführung

2 voreingestellte Programme und 1 variables Programm

Passend für

Trennung von Serum/Plasma von dem Blutkuchen

Zentrifugation max (RZB)

2700 x g

Anzahl der Messplätze

6

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für
dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor,
Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige
Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Maße

Breite des Produktes	350 mm
Höhe des Produktes	260 mm
Länge des Produktes	430 mm

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE Lieferant
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	1
Stück pro Palette	20
Volumen des Umkartons	0,0772 cbm
Gewicht des Produktes	16,655 kg
Gewicht des Umkartons	18,5 kg
EAN des Innenkartons	4038917574877
EAN des Umkartons	4038917574860

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

