



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer 90.183.100  
Artikelbeschreibung Röhrenhalter, SC 2700, für Zentrifuge SC 2700

### **Produkteigenschaften**

Passend für Zentrifuge SC 2700

### **Maße**

Durchmesser 18,4 mm  
Breite des Produktes 23 mm  
Höhe des Produktes 83,5 mm  
Länge des Produktes 23 mm

### **Material & Farben**

Farbe des Produktes schwarz

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 2  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 2  
Stück pro Umkarton 50  
Stück pro Palette 16200  
Tiefe des Umkartons 268 mm  
Breite des Umkartons 191 mm  
Höhe des Umkartons 100 mm  
Volumen des Umkartons 0,0051 cbm  
Gewicht des Produktes 0,021 kg  
Gewicht des Umkartons 1,2 kg  
EAN des Innenkartons 4038917909143  
EAN des Umkartons 4038917909150

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

