



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer 90.183.200  
Artikelbeschreibung Adapter, für Zentrifuge SC 2700

### Produkteigenschaften

Passend für Zentrifuge SC 2700

### Maße

Durchmesser 17 mm  
Breite des Produktes 17 mm  
Höhe des Produktes 12,5 mm  
Länge des Produktes 17 mm

### Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes grau

### Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert nein

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 2  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 2  
Stück pro Umkarton 300  
Stück pro Palette 97200  
Tiefe des Umkartons 268 mm  
Breite des Umkartons 191 mm  
Höhe des Umkartons 100 mm  
Volumen des Umkartons 0,0051 cbm  
Gewicht des Produktes 0,002 kg  
Gewicht des Umkartons 1 kg  
EAN des Innenkartons 4038917909679  
EAN des Umkartons 4038917909686

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

