



Product description

Order number 60.9924.952
Descrição do artigo Tubo de rosca, volume de trabalho: 12 ml, (CxØ): 99 x 16 mm, material: SAN, fundo redondo, Altamente transparentes, tampa de rosca, amarela, tampa montada, 4 caixas impressas, com escala, estéril, 4 unid./blister

Product characteristics

Graduação sim
Tipo de fechamento tampa de rosca
Forma do fundo fundo redondo
Volume de trabalho 12 ml

Size

Volume máximo 12 ml
Diâmetro 16 mm
Diâmetro da abertura 14 mm
Altura do produto 99 mm
Comprimento do produto 99 mm
Comprimento sem tampa 99 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Estireno acrilonitrilo (SAN)
Cor do produto	Altamente transparentes
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	amarela

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Radiação gama
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	250
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	250
Unidades por caixa	250
Unidades por palete	4000
Profundidade da embalagem externa	548 mm
Largura da embalagem externa	408 mm
Altura da embalagem externa	373 mm
Volume da embalagem externa	0.0834 cbm
Peso do produto	0.0257 kg
Peso da embalagem externa	7.2 kg
EAN da caixa interna	4038917155472
EAN da embalagem externa	4038917357937

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

