



### **Product description**

Order number 95.963.001  
Descrição do artigo Suporte de parede, para Multi-Safe euroMatic®, material: aço inoxidável

### **Product characteristics**

Indicado para Multi-Safe euroMatic®

### **Size**

Largura do produto 161 mm  
Comprimento do produto 222 mm

### **Material & colours**

Material do produto aço inoxidável  
Cor do produto prata/branca

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Purity & certification**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes não

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	20
Unidades por palete	2880
Profundidade da embalagem externa	323 mm
Largura da embalagem externa	213 mm
Altura da embalagem externa	145 mm
Volume da embalagem externa	0.01 cbm
Peso do produto	0.246 kg
Peso da embalagem externa	5.24 kg
EAN da caixa interna	4038917233620
EAN da embalagem externa	4038917233613

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

