



Product Specification
Adhesive label, (LxW): 150 x 55 mm, paper, for
urine container 2 and 3 l, german

Page 1

24h-Sammelurin

Behandelnder Arzt: _____
Name: _____
Vorname: _____
Geburtsdatum: _____
Körpergewicht: _____
Körpergröße: _____
Männlich ☐ Weiblich ☐
Sammelbeginn: Datum: _____
Uhrzeit: _____
Sammelende: Datum: _____
Uhrzeit: _____
Sammelmenge: _____ ml

Gebrauchshinweis

Entleeren Sie am Morgen nach dem Aufstehen die Blase in die Toilette. Notieren Sie Datum und Uhrzeit in dem oben dargestellten Feld „Sammelbeginn“.

1. Sammeln Sie den nächsten Urin in die Sammelflasche.
2. Verschließen Sie die Sammelflasche gut. Sammeln Sie jeden weiteren Urin, auch bei Stuhlgang, und geben Sie diesen in die Sammelflasche.
3. Verschließen Sie nach jeder Zugabe die Sammelflasche gut und schwenken Sie diese. Achten Sie auf eine kühle Lagerung.
4. Gehen Sie am nächsten Tag zu der am Vortag notierten Uhrzeit auf die Toilette und sammeln Sie diesen Urin.
5. Die Sammlung ist damit beendet.

Lesen Sie die gesammelte Menge an der Skala auf der Sammelflasche ab.

Tragen Sie diese Zahl in dem oben dargestellten Feld „Sammelmenge“ ein.

Füllen Sie alle Patientendaten vollständig aus.

Geben Sie die gefüllte Sammelflasche bei Ihrem Arzt ab.

CE IVD SARSTEDT
D-51568 Nürnberg
www.sarstedt.com

7715 Technische Änderungen vorbehalten

Product description

Order number 84.1402
Product description Adhesive label, (LxW): 150 x 55 mm, paper, for urine container 2 and 3 l, german, 30 piece(s)/minigrip bag

Product characteristics

Colour of print/label black
Application Urine collection
Suitable for urine container 2 and 3 l

Size

Width of product 55 mm
Length of product 150 mm

Material & colours

Product material paper
Colour of product white

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-04-27

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Purity & certification

Product category	no medical device IVD
Batched	no

Packaging

Minimum order qty.	300
Type of smallest subpackaging	minigrip bag
Piece(s) / inner box	300
Piece (s) / outer case	1800
Piece(s) / pallet	583200
Depth of case	268 mm
Width of case	191 mm
Height of case	100 mm
Case volume	0.0051 cbm
Weight of product	0.0011 kg
Weight of case	2.28 kg
EAN of inner box	4038917086523
EAN case	4038917078825

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

