



Descripción del artículo

Número de pedido	71.9921.316
Descripción del artículo	Cubo, hasta 1 l, (ØxAI): 122 x 145 mm, blanco, cierre incluido, para recogida y conservación de muestras diagnósticas, 24 unidades/caja

Características del producto

Ámbito de aplicación	recogida y conservación de muestras diagnósticas
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Volumen máx.	1 l
Diámetro	122 mm
Altura del producto	145 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	blanco

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Pureza y certificación

Libre de látex	sí
Apirógeno	no
Ficha de seguridad	no

Presentación

Pedido mínimo	24
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	24
unidades / caja	24
unidades / pallet	1152
Profundidad de la caja	428 mm
Ancho de la caja	358 mm
Altura de la caja	234 mm
Volumen de la caja	0.0357 cbm
Peso de la caja	2.7 kg
EAN de la caja interna	4038917150620
EAN de la caja	4038917038195

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

