



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	71.9921.317
Descripción del artículo	Cubo, hasta 2 l, (ØxAI): 154 x 180 mm, blanco, cierre incluido, para recogida y conservación de muestras diagnósticas, 24 unidades/caja

### **Características del producto**

Ámbito de aplicación	recogida y conservación de muestras diagnósticas
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

### **Dimensiones**

Volumen máx.	2 l
Diámetro	154 mm
Altura del producto	180 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	blanco

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### **Pureza y certificación**

Libre de látex	sí
Apirógeno	no
Ficha de seguridad	no

### **Presentación**

Pedido mínimo	24
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	24
unidades / caja	24
unidades / pallet	960
Profundidad de la caja	604 mm
Ancho de la caja	264 mm
Altura de la caja	373 mm
Volumen de la caja	0,06 cbm
Peso de la caja	4,6 kg
EAN de la caja interna	4038917150637
EAN de la caja	4038917038201

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

