



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	71.9921.318
Descripción del artículo	Cubo, hasta 5 l, (ØxAI): 189 x 200 mm, blanco, cierre incluido, para recogida y conservación de muestras diagnósticas, 12 unidades/caja

### **Características del producto**

Ámbito de aplicación	recogida y conservación de muestras diagnósticas
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

### **Dimensiones**

Volumen máx.	5 l
Diámetro	189 mm
Altura del producto	200 mm
Longitud del producto	223,5 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	blanco

### **Pureza y certificación**

Libre de látex	sí
Apirógeno	no
Ficha de seguridad	no

### **Presentación**

Pedido mínimo	12
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	12
unidades / caja	12
unidades / pallet	360
Profundidad de la caja	548 mm
Ancho de la caja	373 mm
Altura de la caja	408 mm
Volumen de la caja	0,0834 cbm
Peso de la caja	4,2 kg
EAN de la caja interna	4038917150644
EAN de la caja	4038917398381

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

