



Descripción del artículo

Número de pedido	71.9921.318
Descripción del artículo	Cubo, hasta 5 l, (ØxAI): 189 x 200 mm, blanco, cierre incluido, para recogida y conservación de muestras diagnósticas, 12 unidades/caja

Características del producto

Ámbito de aplicación	recogida y conservación de muestras diagnósticas
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Volumen máx.	5 l
Diámetro	189 mm
Altura del producto	200 mm
Longitud del producto	223.5 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto blanco

Pureza y certificación

Libre de látex sí
Apirógeno no
Ficha de seguridad no

Presentación

Pedido mínimo 12
Tipo de embalaje caja
unidades / caja interna 12
unidades / caja 12
unidades / pallet 360
Profundidad de la caja 548 mm
Ancho de la caja 373 mm
Altura de la caja 408 mm
Volumen de la caja 0.0834 cbm
Peso de la caja 4.2 kg
EAN de la caja interna 4038917150644
EAN de la caja 4038917398381

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

