



Descripción del artículo

Número de pedido	86.9925.424
Descripción del artículo	Bolsa de muestras, (LxAn): 260 x 160 mm, material: LD-PE, transparente, grosor lámina: 40 µm, impresión Riesgo biológico, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Ámbito de aplicación	Transporte de muestras diagnósticas
----------------------	-------------------------------------

Dimensiones

Ancho del producto	160 mm
Longitud del producto	260 mm

Material y colores

Material del producto	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del producto	transparente

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

Libre de látex	sí
Apirógeno	no
Ficha de seguridad	no

Presentación

Pedido mínimo	2000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	2000
unidades / pallet	96000
Profundidad de la caja	428 mm
Ancho de la caja	358 mm
Altura de la caja	234 mm
Volumen de la caja	0.0357 cbm
Peso de la caja	13.3 kg
EAN de la caja interna	4038917155557
EAN de la caja	4038917040129

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

