



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	95.1710
Descripción del artículo	Bolsa de lámina de espuma de, (LxAn): 185 x 230 mm, material: PE

### **Dimensiones**

Ancho del producto	230 mm
Longitud del producto	185 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polietileno (PE)
-----------------------	------------------

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### **Presentación**

Pedido mínimo	200
unidades / caja interna	200
unidades / caja	200
unidades / pallet	6400
Profundidad de la caja	458 mm
Ancho de la caja	408 mm
Altura de la caja	205 mm
Volumen de la caja	0,0383 cbm
Peso del producto	0,0018 kg
Peso de la caja	0,91 kg
EAN de la caja interna	4038917087490
EAN de la caja	4038917079648

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

