



Descripción del artículo

Número de pedido	86.972.150
Descripción del artículo	Contenedor de envío para portaobjetos, sin ventilación, longitud: 85 mm, cierre adjunto, 50 unidades/bolsa

Características del producto

Versión	sin ventilación
Ámbito de aplicación	Envío de muestras
Ejemplo de aplicación	Embalaje secundario según P 650

Dimensiones

Longitud del producto	85 mm
-----------------------	-------

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
-----------------------	--------------------

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.





Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	400
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	50
unidades / caja	400
unidades / pallet	14400
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	300 mm
Volumen de la caja	0.0475 cbm
Peso del producto	0.0102 kg
Peso de la caja	4.87 kg
EAN de la caja interna	4038917123969
EAN de la caja	4038917405928

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

