



Descripción del artículo

Número de pedido	95.1625
Descripción del artículo	Contenedor de envío refrigerado, flamenco

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	rojo
Plantilla absorbente	no

Dimensiones

Ancho del producto	71 mm
Altura del producto	170 mm
Longitud del producto	140 mm

Material y colores

Material del producto	Acrylonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Color del producto	blanco

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Pureza y certificación

Cumple el requisito	P 650, ADR
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	200
unidades / caja interna	1
unidades / caja	6
unidades / pallet	648
Profundidad de la caja	308 mm
Ancho de la caja	223 mm
Altura de la caja	195 mm
Volumen de la caja	0,0134 cbm
Peso del producto	0,3448 kg
Peso de la caja	2,3 kg
EAN de la caja interna	4038917087261
EAN de la caja	4038917005722

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

