



Descripción del artículo

Número de pedido	95.903
Descripción del artículo	Embalaje de transporte correo postal, aplicación p. ej.: embalaje externo según P 650/ ADR, (LxAnxAI): 192 x 146 x 75 mm, para contenedor de envío refrigerado, volumen 1 a 4 contenedores/botellas de hasta 30 mm de diámetro, 50 unidades/caja
Identificación UN	sí

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	negra
Ejemplo de aplicación	embalaje externo según P 650/ ADR
Indicado para	contenedor de envío refrigerado

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Embalaje de transporte correo postal, 192 x 146 x 75 mm, para contenedor de envío refrigerado

Página 2

Dimensiones

Ancho del producto	146 mm
Altura del producto	75 mm
Longitud del producto	192 mm

Material y colores

Material del producto	cartón
Color del producto	blanco

Pureza y certificación

Cumple el requisito	P 650, ADR, IATA
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	50
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	50
unidades / caja	50
unidades / pallet	1650
Profundidad de la caja	548 mm
Ancho de la caja	513 mm
Altura de la caja	115 mm
Volumen de la caja	0.0323 cbm
Peso del producto	0.0782 kg
Peso de la caja	4.54 kg
EAN de la caja interna	4038917084581
EAN de la caja	4038917079594

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-04-24

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT