



Descripción del artículo

Número de pedido	95.997
Descripción del artículo	Contenedor de envío refrigerado para capilares para gasometría, transparente, longitud: 50 mm

Características del producto

Indicado para	capilares para gasometría
Plantilla absorbente	no

Dimensiones

Ancho del producto	50 mm
Altura del producto	140 mm
Longitud del producto	50 mm
Longitud útil	118 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Material y colores

Material del producto	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del producto	transparente
Color del cierre	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1
unidades / caja interna	1
unidades / caja	66
unidades / pallet	2508
Profundidad de la caja	568 mm
Ancho de la caja	433 mm
Altura de la caja	120 mm
Volumen de la caja	0,0295 cbm
Peso del producto	0,0446 kg
Peso de la caja	4,59 kg
EAN de la caja interna	4038917084918
EAN de la caja	4038917362382

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

