



Especificaciones del producto
Recipientes de envío, longitud: 104,4 mm, Ø
orificio: 98 mm, cierre montado

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	78.9925.417
Descripción del artículo	Recipientes de envío, (LxAn): 104,4 x 104,4 mm, Ø orificio: 98 mm, cierre montado, tapón: rojo

Características del producto

Ámbito de aplicación	Transporte de muestras diagnósticas
Plantilla absorbente	no

Dimensiones

Diámetro	104.4 mm
Diámetro de la abertura	98 mm
Ancho del producto	104.4 mm
Longitud del producto	104.4 mm
Longitud incluido el tapón	207 mm
Longitud útil	181 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-04-24

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Recipientes de envío, longitud: 104,4 mm, Ø
orificio: 98 mm, cierre montado

Página 2

Material y colores

Material del producto cartón
Color del cierre rojo

Pureza y certificación

Libre de látex sí
Apirógeno no
Ficha de seguridad no

Presentación

Pedido mínimo 50
unidades / caja interna 50
unidades / caja 50
unidades / pallet 600
Profundidad de la caja 528 mm
Ancho de la caja 465 mm
Altura de la caja 526 mm
Volumen de la caja 0.1283 cbm
Peso de la caja 4.8 kg
EAN de la caja interna 4038917155519
EAN de la caja 4038917039420

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-04-24

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT