




Especificaciones del producto

Paquete superabsorbente, adecuada para maletín de transporte T 15 y B 17, (LxAn): 212 x 275 mm

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	95.1712
Descripción del artículo	Paquete superabsorbente, adecuada para maletín de transporte T 15 y B 17, (LxAn): 212 x 275 mm, absorción de líquido: 1,2 l, 100 unidades/caja

Características del producto

Ámbito de aplicación	Envío de muestras, recipientes de eliminación Multi-Safe
Indicado para	maletín de transporte T 15 y B 17

Dimensiones

Ancho del producto	275 mm
Longitud del producto	212 mm

Material y colores

Material del producto	celulosa
-----------------------	----------

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2023-01-27

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 100
Tipo de embalaje caja
unidades / caja interna 100
unidades / caja 100
unidades / pallet 72000
Volumen de la caja 0.0188 cbm
Peso del producto 0.0283 kg
Peso de la caja 3.5 kg
EAN de la caja interna 4038917415774
EAN de la caja 4038917065894

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

