



### **Descripción del artículo**

Número de pedido 95.1715  
Descripción del artículo Maletín de transporte T 15, Bidón de boca ancha,  
(LxAnxAI): 395 x 395 x 435 mm

### **Características del producto**

Versión Bidón de boca ancha  
Forma del tubo interno redondo

### **Dimensiones**

Ancho del producto 395 mm  
Altura del producto 435 mm  
Longitud del producto 395 mm

### **Material y colores**

Material del producto Polietileno de alta densidad (HD-PE)

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	P 650, ADR
Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	no

### **Presentación**

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
unidades / pallet	18
Profundidad de la caja	403 mm
Ancho de la caja	403 mm
Altura de la caja	460 mm
Volumen de la caja	0.0747 cbm
Peso del producto	4.561 kg
Peso de la caja	5.5 kg
EAN de la caja interna	4038917087537
EAN de la caja	4038917065627

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

