



Descripción del artículo

Número de pedido 95.1717.003
Descripción del artículo Maletín de transporte B 19, sin borde de apoyo lateral,
(LxAnxAl): 395 x 395 x 435 mm

Características del producto

Versión sin borde de apoyo lateral

Dimensiones

Ancho del producto 395 mm
Altura del producto 435 mm
Longitud del producto 395 mm

Material y colores

Material del producto Polietileno de alta densidad (HD-PE)

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

Cumple el requisito	P 650, ADR
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
unidades / pallet	18
Profundidad de la caja	403 mm
Ancho de la caja	403 mm
Altura de la caja	460 mm
Volumen de la caja	0.0747 cbm
Peso del producto	3.561 kg
Peso de la caja	4.5 kg
EAN de la caja interna	4038917133173
EAN de la caja	4038917069861

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

