



**Especificaciones del producto**  
**Tapón de rosca, neutro, adecuada para**  
**Contenedor de envío 126 x Ø 30 mm**

**Página 1**



**Descripción del artículo**

Número de pedido 65.731  
Descripción del artículo Tapón de rosca, neutro, adecuada para Contenedor de envío 126 x Ø 30 mm, modelo más largo, 50 unidades/caja

**Características del producto**

Ámbito de aplicación Envío de muestras  
Indicado para Contenedor de envío 126 x Ø 30 mm

**Dimensiones**

Longitud del producto 23 mm

**Material y colores**

Material del producto Polipropileno (PP)  
Color del producto neutro

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-04-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Tapón de rosca, neutro, adecuada para**  
**Contenedor de envío 126 x Ø 30 mm**

**Página 2**

**Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes no

**Presentación**

Pedido mínimo	250
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	50
unidades / caja	250
unidades / pallet	41250
Profundidad de la caja	338 mm
Ancho de la caja	228 mm
Altura de la caja	120 mm
Volumen de la caja	0.0092 cbm
Peso del producto	0.0035 kg
Peso de la caja	1.14 kg
EAN de la caja interna	4038917083799
EAN de la caja	4038917002684

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-04-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**