



Especificaciones del producto
Almohadilla absorbente, adecuada para
Contenedor de envío 114 x Ø 44 mm, (LxAn): 135
x 95 mm

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	78.669
Descripción del artículo	Almohadilla absorbente, adecuada para Contenedor de envío 114 x Ø 44 mm, (LxAn): 135 x 95 mm, 100 unidades/caja

Características del producto

Ámbito de aplicación	Envío de muestras, recipientes de eliminación Multi-Safe
Indicado para	Contenedor de envío 114 x Ø 44 mm

Dimensiones

Ancho del producto	95 mm
Longitud del producto	135 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-04-27

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Almohadilla absorbente, adecuada para
Contenedor de envío 114 x Ø 44 mm, (LxAn): 135
x 95 mm

Material y colores

Material del producto celulosa

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 1000
Tipo de embalaje caja
unidades / caja interna 100
unidades / caja 1000
unidades / pallet 56000
Profundidad de la caja 385 mm
Ancho de la caja 385 mm
Altura de la caja 160 mm
Volumen de la caja 0.0237 cbm
Peso del producto 0.0026 kg
Peso de la caja 3.04 kg
EAN de la caja interna 4038917083249
EAN de la caja 4038917002196

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

