



## Especificaciones del producto

Recipiente protector, transparente, forma: redondo, longitud: 114 mm, Ø orificio: 44 mm, sin cierre

Página 1



### Descripción del artículo

Número de pedido	78.895
Descripción del artículo	Recipiente protector, redondo, transparente, forma: redondo, longitud: 114 mm, Ø orificio: 44 mm, sin cierre, tapón: neutro, 50 unidades/caja

### Características del producto

Ámbito de aplicación	Envío de muestras
Ejemplo de aplicación	Embalaje secundario según P 650
Plantilla absorbente	no
Forma de la abertura	redondo
Impermeable	sí

### Dimensiones

Diámetro de la abertura	44 mm
Longitud del producto	114 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-04-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



## Especificaciones del producto

Recipiente protector, transparente, forma:  
redondo, longitud: 114 mm, Ø orificio: 44 mm, sin  
cierre

Página 2

### Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Color del cierre	neutro

### Pureza y certificación

Cumple el requisito	P 650, ADR
Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	no

### Presentación

Pedido mínimo	250
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	50
unidades / caja	250
unidades / pallet	5000
Profundidad de la caja	598 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	350 mm
Volumen de la caja	0.0833 cbm
Peso del producto	0.017 kg
Peso de la caja	5.25 kg
EAN de la caja interna	4038917084512
EAN de la caja	4038917003322

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-04-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**