



Especificaciones del producto

Monovette® de gas, heparina de litio equilibrada con calcio, 1 ml, cierre blanco/naranja, conexión: Luer (m)

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	05.1146
Descripción del artículo	Monovette® de gas, preparación: heparina de litio equilibrada con calcio, volumen nominal: 1 ml, cierre blanco/naranja, etiqueta/impresión: transparente/naranja, conexión: Luer (m), (LxØ) sin tapón: 66 x 11 mm, 50 unidades/caja, estéril, 50 unidades/caja

Características del producto

Tipo de extracción	arterial y venosa
Tipo de preparación	heparina de litio equilibrada con calcio
Concentración de la preparación	50 UI/ml sangre
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	transparente/naranja
Graduación	escala nominal
Ámbito de aplicación	análisis de gas en sangre
Conexión	Luer (m)

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2022-09-28

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

Monovette® de gas, heparina de litio equilibrada con calcio, 1 ml, cierre blanco/naranja, conexión: Luer (m)

Página 2

Dimensiones

Volumen nominal	1 ml
Diámetro	11 mm
Longitud incluido el tapón	82 mm
Longitud sin tapón	66 mm
Longitud con tapón y émbolo	100 mm

Material y colores

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	blanco/naranja
Material del tubo	Polipropileno (PP)
Material del pistón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Categoría de producto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	56000
Profundidad caja interior	145 mm
Ancho de la caja interior	108 mm
Altura de la caja interior	63 mm
Profundidad de la caja	333 mm
Ancho de la caja	303 mm
Altura de la caja	125 mm
Volumen de la caja	0.0126 cbm
Peso del producto	0.0043 kg

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2022-09-28

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Monovette® de gas, heparina de litio equilibrada con calcio, 1 ml, cierre blanco/naranja, conexión: Luer (m)

Página 3

Peso de la caja	2.69 kg
EAN de la caja interna	4038917247221
EAN de la caja	4038917247214

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2022-09-28

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT