



Descripción del artículo

Número de pedido	14.1112
Descripción del artículo	Adaptador de membrana, conexión: Luer, para aguja S-Monovette® /aguja Multifly®, 1 unidades/blíster, 100 unidades/caja, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas
Número PZN	6796187

Características del producto

Ejemplo de aplicación	Adaptación de una aguja S-Monovette® o (Safety-)Multifly® a un sistema Luer, p. ej. Monovette® de gasometría
Indicado para Conexión	aguja S-Monovette® /aguja Multifly® Luer

Dimensiones

Longitud del producto	16 mm
-----------------------	-------

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del producto translúcido

Pureza y certificación

Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE CE
Estándar de pureza estéril, apirógeno/libre de endotoxinas
Esterilización Irradiación con electrones
Apirógeno sí
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 1000
Tipo de embalaje blíster
unidades / caja interna 100
unidades / caja 1000
unidades / pallet 80000
Profundidad caja interior 268 mm
Ancho de la caja interior 81 mm
Altura de la caja interior 71 mm
Profundidad de la caja 373 mm
Ancho de la caja 178 mm
Altura de la caja 287 mm
Volumen de la caja 0.0191 cbm
Peso del producto 0.0005 kg
Peso de la caja 1.49 kg
EAN de la caja interna 4038917085359
EAN de la caja 4038917004053

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

