



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	51.931.100
Descripción del artículo	Kit de capilares para gasometría, preparación: heparina de litio equilibrada con calcio, volumen nominal: 100 µl, (LxØ): 100 x 2,05 mm, componentes del kit: 1000 capilares de plástico PET 100 µl (4 x 250 unidades REF 19.930.100), 2000 capuchones obturadores blancos (4 x 500 unidades REF 65.935.205) y 1000 varillas de mezcla (4 x 250 unidades REF 95.936), 1 unidades/caja

### **Características del producto**

Tipo de extracción	capilar
Tipo de preparación	heparina de litio equilibrada con calcio
Concentración de la preparación	70 UI/ml sangre
Ámbito de aplicación	análisis de gas en sangre

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Kit de capilares para gasometría, heparina de litio equilibrada con calcio, 100 µl**

**Página 2**

**Dimensiones**

Volumen nominal	100 µl
Diámetro	2.05 mm
Longitud del producto	100 mm

**Material y colores**

Material del producto	Polietileno tereftalato (PET)
Material de cierre	Elastómero termoplástico (TPE)

**Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	16
unidades / pallet	432
Profundidad de la caja	778 mm
Ancho de la caja	368 mm
Altura de la caja	195 mm
Volumen de la caja	0.0558 cbm
Peso del producto	0.816 kg
Peso de la caja	17.11 kg
EAN de la caja interna	4038917234375
EAN de la caja	4038917234368

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-05-06

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**