



Descripción del artículo

Número de pedido	65.935.230
Descripción del artículo	Tapón 1,60-2,10 mm para capilares para gasometría 140 µl / 175 µl, azul, análisis de gas en sangre, 400 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de extracción	capilar
Ámbito de aplicación	análisis de gas en sangre
Indicado para	capilares para gasometría 140 µl / 175 µl

Material y colores

Material del producto	Elastómero termoplástico (TPE)
Color del producto	azul

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Tapón 1,60-2,10 mm para capilares para
gasometría 140 µl / 175 µl, azul

Página 2

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	400
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	400
unidades / caja	32000
unidades / pallet	2048000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	298 mm
Altura de la caja	215 mm
Volumen de la caja	0.0255 cbm
Peso del producto	0.0002 kg
Peso de la caja	8.13 kg
EAN de la caja interna	4038917234580
EAN de la caja	4038917234573

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-04-26

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT