



Descripción del artículo

Número de pedido	95.936
Descripción del artículo	Bastoncitos de mezcla para capilares para gasometría, (LxØ): 9 x 1 mm, accesorios Monovette® gas en sangre, 250 unidades/bote

Características del producto

Tipo de extracción	capilar
Ámbito de aplicación	accesorios Monovette® gas en sangre
Indicado para	capilares para gasometría

Dimensiones

Diámetro	1 mm
Longitud del producto	9 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Especificaciones del producto
Bastoncitos de mezcla para capilares para
gasometría, (LxØ): 9 x 1 mm

Página 2

Material y colores

Material del producto metal

Pureza y certificación

Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE

Certificación CE CE

Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 250

Tipo de embalaje bote

unidades / caja interna 250

unidades / caja 41250

unidades / pallet 412500

Profundidad de la caja 268 mm

Ancho de la caja 191 mm

Altura de la caja 100 mm

Volumen de la caja 0.0051 cbm

Peso del producto 0.0001 kg

Peso de la caja 2.43 kg

EAN de la caja interna 4038917234610

EAN de la caja 4038917234603

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2024-03-29

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT