



Descripción del artículo

Número de pedido	95.937
Descripción del artículo	Imán de mezclado para capilares para gasometría, rojo, (LxØ): 25 x 19 mm, análisis de gas en sangre, 10 unidades/caja

Características del producto

Tipo de extracción	capilar
Ámbito de aplicación	análisis de gas en sangre
Indicado para	capilares para gasometría

Dimensiones

Diámetro	19 mm
Altura del producto	25 mm
Longitud del producto	25 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Color del producto rojo

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD

Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo	10
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	10
unidades / caja	160
unidades / pallet	51840
Profundidad de la caja	268 mm
Ancho de la caja	191 mm
Altura de la caja	100 mm
Volumen de la caja	0.0051 cbm
Peso del producto	0.0072 kg
Peso de la caja	1.29 kg
EAN de la caja interna	4038917234641
EAN de la caja	4038917234634

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

