

Especificaciones del producto Tubo para heces, con cuchara, tapón a presión, (LxØ): 75 x 23,5 mm, transparente

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 80.620

Descripción del artículo Tubo para heces, con cuchara, transparente, tapón a

presión, tapón: marrón, (LxØ) sin tapón: 75 x 23,5 mm, 50

unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de cierre tapón a presión

Versión cuchara

Dimensiones

Diámetro 23.5 mm Longitud del producto 87 mm Longitud sin tapón 75 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto Tubo para heces, con cuchara, tapón a presión, (LxØ): 75 x 23,5 mm, transparente

Página 2

Material y colores

Color del producto transparente

Material de cierre Polietileno de baja densidad (LD-PE)

Color del cierre marrón

Material del tubo Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Categoria de producto In vitro-Diagnóstico, CE

Certificación CE CE
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 500 Tipo de embalaje bolsa unidades / caja interna 50 unidades / caia 500 unidades / pallet 18000 Profundidad de la caja 398 mm Ancho de la caja 398 mm Altura de la caja 300 mm Volumen de la caja 0.0475 cbm Peso del producto 0.0091 kg Peso de la caja 5.29 kg

EAN de la caja interna 4038917082952 EAN de la caja 4038917001939

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

